

○セルフ脱毛のご説明

初回照射は部位ごとの推奨数値の最も低い数値でパッチテストをお願いいたします。

パッチテスト後、お肌に赤みや痛みが無い場合は出力を上げて施術を開始してください。
お客様自身の適切な出力は、「パッチ」と軽度のお痛みを感じる程度の出力になります。

施術回数に関わらず、お痛みが強くない範囲で施術をしていただき、回数を重ねることに出力を上げてください。

※回数を重ねることに毛が薄くなり痛みを感じにくくなります。
※最大数値で痛みを感じない場合は、継続して最大数値で施術をお願いいたします。

【IPL/HRモード】

男性モード					
肌色/レベル	顔	髭	うなじ	脇	VIO
2 キッズ	10 to 15	10 to 15	10 to 15	10 to 15	10 to 15
3 通常肌/色白	15 to 25	20 to 28	15 to 25	15 to 25	20 to 28
4 日焼け肌(スポーツマン)	15 to 25	15 to 25	15 to 22	15 to 25	15 to 25
5 日焼け肌(サーファーレベル)	15 to 20	15 to 20	15 to 20	15 to 25	15 to 20

女性モード				
肌色/レベル	顔	うなじ	脇	VIO
2 キッズ	10 to 15	10 to 15	10 to 15	10 to 15
3 通常肌/色白	15 to 25	15 to 25	15 to 25	20 to 28
4 日焼け肌(スポーツマン)	15 to 25	15 to 22	15 to 25	15 to 25
5 日焼け肌(サーファーレベル)	15 to 20	15 to 20	15 to 25	15 to 20

【ESR/ニキビ】

男女兼用		
肌色/レベル	ABL	InModeLift
2 キッズ	10	10
3 通常肌/色白	10 to 16	10
4 日焼け肌(スポーツマン)	10 to 13	10
5 日焼け肌(サーファーレベル)	10 to 12	10

【ESR/アンチエイジング】

男女兼用		
肌色/レベル	ABL	InModeLift
2 キッズ	10	10
3 通常肌/色白	10 to 15	10
4 日焼け肌(スポーツマン)	10 to 12	10
5 日焼け肌(サーファーレベル)	10 to 11	10

【多機能アタッチメント】

男女兼用	
肌色	鼻毛・耳毛・うなじ等
3 通常肌/色白	IPLモードの8からスタートして問題なければ1ずつ上げてください

【SHR/SHRモード】

男性モード					
肌色/レベル	腕	足	腹	背中	連射スピード(hz)
2 キッズ	4 to 6	4 to 6	4 to 6	4 to 6	4-6
3 通常肌/色白	7 to 12	7 to 12	7 to 12	7 to 12	4-6
4 日焼け肌(スポーツマン)	7 to 10	7 to 10	7 to 10	7 to 10	4-6
5 日焼け肌(サーファーレベル)	6 to 9	6 to 9	6 to 9	6 to 9	4-6

女性モード					
肌色/レベル	腕	足	腹	背中	連射スピード(hz)
2 キッズ	4 to 6	4 to 6	4 to 6	4 to 6	4-6
3 通常肌/色白	7 to 12	7 to 12	7 to 12	7 to 12	4-6
4 日焼け肌(スポーツマン)	7 to 10	7 to 10	7 to 10	7 to 10	4-6
5 日焼け肌(サーファーレベル)	6 to 9	6 to 9	6 to 9	6 to 9	4-6

【ESR/シミ・シワ】

男女兼用		
肌色/レベル	ABL	InModeLift
2 キッズ	10	10
3 通常肌/色白	10 to 18	10
4 日焼け肌(スポーツマン)	10 to 15	10
5 日焼け肌(サーファーレベル)	10 to 14	10

【ESR/赤ら顔】

男女兼用		
肌色/レベル	ABL	InModeLift
2 キッズ	10	10
3 通常肌/色白	10 to 17	10
4 日焼け肌(スポーツマン)	10 to 16	10
5 日焼け肌(サーファーレベル)	10 to 14	10